


BTE D6 HP / 6 AD BTE 478 P

Familia de Audífonos
INTUITION



Los profesionales avalan
la calidad de nuestros audífonos



Anotaciones :

Lavalle 1523 1° Piso (C1048AAK) Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4373-8168 - (54-11) 4375-0830

www.auritone.com.ar

E- mail: marianoelluque@speedy.com.ar
auritonesrl@hotmail.com

Compatible con el Noah versión en
inglés y en español.

SOLO PARA PROFESIONALES

Ofrecemos
Entrenamiento, perfeccionamiento y
capacitación en los programas para la
tecnología de avanzada con la que
actualmente trabajamos

Contáctenos



Representante Exclusivo en la República Argentina
Lavalle 1523 1° Piso (C1048AAK) Buenos Aires
Tel./Fax: (54-11) 4373-8168 - (54-11) 4375-0830

www.auritone.com.ar
E-mail: auritonesrl@hotmail.com

Presentando su línea retroauricular, la familia **INTUITION** acerca los resultados de una nueva investigación, para pérdidas auditivas con dificultades en ambientes de ruido.

El **BTE D6HP / 6 AD - BTE 478P** traen la última tecnología de compensación anti entrainment. Optimizan a su vez el consumo de batería, siendo el mismo ultra bajo y con un procesamiento eficiente para lograr su vida mas larga en el tiempo.

Sistema softwave, la cual ofrece una señal cómoda, incluso ante la presencia de ruidos abruptos.

Ultrafidelidad de audio.


Sistema de reconocimiento del ambiente (ERS), algoritmos de inteligencia mejorados, lo cual identifica aquellos ruidos no deseados sin suprimir el entendimiento (habla).

Cuenta con umbral y proporción de expansión a bajo nivel ajustable hasta 20 dB de supresión de ruido en ambientes silenciosos.

*Quando Ud. compra un audifono en **AURITONE**, compra mucho mas que un audifono.*



BTE D6 HP / 6 AD




Audina
HEARING INSTRUMENTS, INC.

Características :

- Batería 13
- Telebobina
- Micrófono Direccional Adaptable
- Botón para la Multi-Memoria (1-4) con tono indicador
- Indicador para la Batería baja
- Control de Volumen Enumerado
- Codo contra el viento • Programable con flex

BTE 478 P



Características Estándar:

- Procesamiento 100% digital
- Instrumento Auditivo programable de dos canales y 12 bandas
- Micrófono omnidireccional incorporado en el codo
- Encendido / apagado en el control de volumen
- Botón para la telebobina con indicador de tono
- Control para las frecuencias graves y agudas
- Limitación de compresión de salida (AGCO)
- Control de ganancia
- Pila : ZincAir tamaño 675 (potencia alta recomendada)
- Indicador de batería baja
- Pérdidas moderadas a profundas

¿POR QUÉ DOS AUDÍFONOS SON MEJOR QUE UNO?

Los pacientes a veces preguntan por qué los profesionales del cuidado de la salud auditiva recomiendan dos audífonos en vez de uno. Si usted tiene pérdida auditiva en ambos oídos, usted es candidato para dos audífonos.

Similar a la forma en que los problemas de refracción en ambos ojos son tratados con un par de anteojos, tiene sentido que la pérdida auditiva bilateral deba ser tratada con audífonos. Localización espacial del sonido.

Aunque un proveedor del cuidado de la salud auditiva puede determinar muy bien si usted es candidato para usar dos audífonos, la decisión final es suya.

Considere estas importantes ventajas de dos audífonos:

- Un "sonido estéreo" más natural y una sensación balanceada en general.
- Habilidad mejorada para identificar la dirección del sonido, lo cual es crucial para su seguridad.
- Escuchar es menos agotador y oír es mas placentero.
- Habilidad mejorada para entender conversaciones en condiciones normales y situaciones ruidosas.
- Se necesita menos volumen, lo cual reduce la interferencia de ruido de fondo y la posibilidad de retroalimentación.
- Mantiene ambos oídos activos, reduciendo la posibilidad de que el oído sin ayuda pierda su habilidad para escuchar o entender. Mejora la estimulación.
- Mayor comodidad cuando ocurren ruidos fuertes.
- Calidad de tono más suave y claridad mejorada.